


► **EN** Pump Set | **DE** Pumpset | **FR** Set pour tire-lait | **IT** Set per tiralatte | **NL** Afkolfsset

Before using for the first time | Vor dem ersten Gebrauch | Avant la première utilisation | Prima del primo utilizzo |  
Voorafgaand aan het eerste gebruik


- 1**
- Check all parts for damage
  - Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigung
  - Vérifiez qu'aucune pièce n'est endommagée
  - Controllare eventuali danni ai componenti
  - Controleer alle onderdelen op beschadiging



- 2**
- Wash parts thoroughly
  - Waschen Sie die Teile gründlich
  - Lavez soigneusement les pièces
  - Lavare accuratamente i componenti
  - Was de onderdelen grondig



- 3**
- Boil at least for 5 minutes
  - Mindestens 5 Minuten lang auskochen
  - Portez à ébullition pendant 5 minutes
  - Lasciare bollire per almeno 5 minuti
  - Ten minste 5 minuten laten koken



Please refer to instructions for use for more detailed information | Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung |  
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous référer au mode d'emploi | Per informazioni più dettagliate fare riferimento alle istruzioni per l'uso |  
Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing

► **EN** Assembling the connector | **DE** Zusammensetzen des Verbindungsstücks | **FR** Assemblage du connecteur | **IT** Montaggio del connettore | **NL** De connector in elkaar zetten

**EN** Place the membrane loosely into the connector with the flap into the opening (see arrow).



**DE** Stecken Sie die Membran locker mit der Lasche in die Öffnung des Verbindungsstücks (siehe Pfeil).

**FR** Insérez la membrane dans le connecteur sans la serrer, en plaçant le rabat dans l'ouverture (suivre les flèches).

**IT** Inserire la membrana nel connettore con l'aletta dentro l'apertura (vedi freccia).

**NL** Plaats het membraan losjes in de connector met het lipje in de uitsparing (zie de pijl).

**EN** Carefully close the connector lid until it audibly clicks. You should not need to force it. If it is hard to close, make sure that you have placed the membrane correctly.



**DE** Schließen Sie den Deckel des Verbindungsstücks vorsichtig, bis er hörbar einrastet. Das Schließen sollte ohne

Kraftaufwand möglich sein. Lässt sich der Deckel nicht ohne Kraftaufwand schließen, überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Sitz der Membran.

**FR** Refermez délicatement le couvercle du connecteur jusqu'à entendre un clic. Vous ne devez pas avoir à forcer. Si vous n'arrivez pas à fermer, vérifiez que vous avez correctement inséré la membrane.

**IT** Chiudere con cautela il tappo del connettore finché non lo si sente scattare. Non dovrebbe essere necessario esercitare forza. Se è difficile chiuderlo, assicurarsi di avere posizionato la membrana correttamente.

**NL** Sluit voorzichtig de connectordeksel totdat hij hoorbaar vastklikt. Forceren moet niet nodig zijn. Als het sluiten moeilijk gaat, controleer dan of je het membraan correct hebt geplaatst.

► **EN** Expression | **DE** Expression | **FR** Expression | **IT** Estrazione | **NL** Afkolven

**EN** Center your nipple in the tunnel. Hold the breast shield with thumb and index finger. The oval breast shield offers more gentle and comfortable expression to optimise milk flow compared to round breast shields.



**DE** Zentrieren Sie Ihre Brustwarze im Tunnel der Haube. Halten Sie die Brusthaube mit Daumen und Zeigefinger fest.

Im Vergleich zu runden Brusthauben ermöglicht die ovale Brusthaube ein sanfteres und bequemeres Abpumpen zur Optimierung des Milchflusses.

**FR** Centrez votre mamelon dans l'embout. Maintenez la tétérelle à l'aide du pouce et de l'index. Par rapport aux tétérelles rondes, la tétérelle ovale permet d'exprimer le lait de manière plus douce et confortable afin d'optimiser son écoulement.

**IT** Posizionare il capezolo al centro del condotto della coppa. Sostenere la coppa sul seno con il pollice e l'indice.

La coppa per il seno ovale garantisce un'estrazione più delicata e confortevole e ottimizza il flusso di latte rispetto ad altre coppe per il seno.

**NL** Centreer je tepel in de schacht. Houd het borstschild met duim en wijsvinger vast. Met het ovale borstschild kun je aangenamer en comfortabeler kolven om de melkstroom te optimaliseren in vergelijking met ronde borstschilden.

► **EN** Storage of breast milk  
**DE** Aufbewahrung von Muttermilch  
**FR** Conservation du lait maternel  
**IT** Conservazione del latte materno  
**NL** Moedermelk bewaren

	<p>16–26 °C 60–78 °F</p>	<p>≤ 4 °C ≤ 39 °F</p>	<p>-18 – -20 °C 0 – -4 °F</p>
	<p>≤ 6 h</p>	<p>≤ 5 d</p>	<p>≤ 180 d [-18 °C / 0 °F] ≤ 365 d [-20 °C / -4 °F]</p>
	<p>≤ 4 h</p>	<p>≤ 4 d</p>	<p>≤ 90 d</p>